

# Zaawansowana technologia Philips Sonicare



Agnieszka Lelonkiewicz

<https://www.youtube.com/watch?v=nRFEPF0eVUc>



1. Dlaczego Philips Sonicare to najlepszy wybór wśród szczoteczek sonicznych?
2. ProtectiveClean- szczoteczka soniczna, która dba o nasze zęby i dziąsła.
3. Która szczoteczka będzie najlepsza dla mnie?

Dlaczego Philips Sonicare to najlepszy  
wybór wśród szczoteczek sonicznych?

# 1. Bezpieczeństwo i gwarancja skuteczności

**Philips Sonicare- marka szczoteczek sonicznych, która ma badania kliniczne\* potwierdzające skuteczność i bezpieczeństwo działania szczoteczek sonicznych**  
(ponad 170 publikacji przeprowadzonych przez ponad 50 uniwersytetów na całym świecie)

**Philips Sonicare- marka szczoteczek sonicznych, która oferuje konkretne korzyści** odpowiadające na różne potrzeby:  
„do 10 x mniej płytki nazębnej”\*  
„zdrowsze dziąsła nawet w 2 tygodnie”\*

**Philips Sonicare- technologia soniczna, która uzyskała rekomendacje\*:** Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej oraz znak akceptacji Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Philips Sonicare  
**rekomendowany przez:**



PHILIPS rekomendowany  
sonicare przez PTO  
Polskie Towarzystwo Ortodontyczne  
Polish Orthodontic Society

The  
**Journal of  
Clinical Dentistry®**  
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ORAL CARE PRODUCT RESEARCH  
www.JClinDent.com

Volume XXVIII 2017 Number 1 Special Issue A

**Philips Sonicare:**  
An Evidence-based Approach to Daily Plaque Control and Gingival Health



**SENIOR EDITOR**  
Robert C. Embling, EdD  
**EDITORIAL BOARD**  
Mauricio Mendes Aguiar, DDS, MS  
Bennett T. Amaechi, BDS, MS, PhD, FADI  
Caren M. Barnes, RDH, MS  
Mehdya Bishang, Pro-Dez, Dr.  
Amroze Borutta, Pro-Dez, med. habil.  
Robert L. Boyd, DDS, MEd  
Neil W. Brayton, DDS  
Kenneth H. Burnett, DDS, SM  
Mark E. Cohen, PhD  
Serge Dohart, DDS, DMD  
David Drake, MS, PhD  
Heinz Duschner, Pro-Dez  
William Michael Edgar, PhD, DDC, FDSRCS  
Denise Edstrom, DDS, MS  
Robert V. Falter, BS  
Stuart I. Fischman, DMD  
Jane Forrest, EdD, RDH  
Ross Helena Miranda Grande, DDS, PhD  
Anderson Takao Hara, DDS, MS, PhD  
Lisa Harpman, BS, DDS, MS, MBA, MA  
John J. Hesteron, PhD  
Steven Kiferetz, MS, DDS, PhD  
Mark E. Jensen, DDS, PhD  
Carl J. Kieber, MSD, PhD  
Israel Kinsberg, DDS, PhD, DSc  
Karl Heinz Kunzelmann, Pro-Dez, Dr. habil.  
Frank Lippert, MSc, PhD  
Jonathan Mann, DMD, MSc  
Kenneth Markowitz, DDS  
Milton V. Marshall, PhD, DABT  
Jeffery J. Millman, DDS, MPA  
Kimberly R. Millman, RDH, EdD, MS  
Pier Francesco Porciani, MD, MScD  
Howard M. Proskin, PhD  
Mark S. Puri, MSD, PhD  
Bruce R. Schemelchorn, MS  
Jon R. Suzuki, DDS, PhD, MBA  
Jason M. Tanner, DMD, PhD  
Norman Tansoff, DDS, MS  
Louis Zaltman Czek Toney, BDS, MSc(Dent),  
M Dent (Periodontal Med)  
Henry O. Townbridge, DDS, PhD  
Richard I. Vogel, DMD  
Anthony R. Volpe, DDS, MS  
Paul Warren, DDS  
Clifford W. Whitt, Jr, PhD  
Anthony E. Winston, BSc  
Wayne T. Wozniak, PhD  
Stefan Zinner, Pro-Dez, med. dent.  
Avi Zini, BScMed, DMD, MPH, PhD  
**PUBLISHER**  
Stephen M. Siegel

The Journal of Clinical Dentistry (ISSN 0895-8831) is published by Professional Audience Communications, Inc., P.O. Box 39486, Charlotte, NC 28278.  
POSTMASTER: Send address change to P.O. Box 39486, Charlotte, NC 28278.  
Copyright © 2017 by the YES Group, Inc. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced without written permission from the publisher.

\*\*The Journal of Clinical Dentistry, Volume XXVIII 2017; No 1 Special Issue A, A1-A29.



## 2. Zaawansowana technologia, która dba o nasze dziąsła i szkliwo

**Czujnik nacisku\*** - dedykowany dla osób ze szkodliwym nawykiem mocnego szczotkowania, które może niszczyć szkliwo i ranić dziąsła



**Oparta o mikrochip innowacyjna Technologia BrushSync\***

1. oblicza zużycie włosia i przypomina o wymianie główki na nową \*

*Zniszczone włosie szczoteczki przestaje czyścić skutecznie, bo nie zachowuje odpowiedniej powierzchni czyszczącej/stycznej z powierzchnią zęba, a dodatkowo odkształcone włókna mogą niszczyć szkliwo i ranić dziąsła, dlatego ta technologia kontrolując jakość włosia dba o Twoje zęby i dziąsła.*

2. Automatyczny dobór programu i poziomu intensywności do rodzaju główki\*

*Dzięki temu rozwiązaniu Ty nie będziesz musiał pamiętać, która główka Philips jest przeznaczona do danego programu (celu np. wybielanie czy poprawa zdrowia dziąseł).*



BrushSync™


\* dotyczy wybranych modeli Philips Sonicare z tą funkcją

### 3. Najwyższa jakość która odpowiada na różne potrzeby

**Główki szczoteczek Philips Sonicare mają wysokiej jakości włókna**, które są przystosowane do technologii sonicznej (nie są ani za twarde ani za miękkie), a dzięki temu czyszczą skutecznie ale też delikatnie, a efekty ich działania zostały **potwierdzone klinicznie\*\***.

**Aplikację dla dorosłych\* w języku polskim**, która w czasie rzeczywistym monitoruje czyszczony obszar zębów m.in. informuje o sile nacisku, poziomie ścierania szkliwa, błędach w technice szczotkowania.

**Edukacyjna aplikacja\* dla dzieci**, która poprzez zabawę uczy dzieci jak prawidłowo myć zęby.



\* dotyczy wybranych modeli Philips Sonicare z tą funkcją

\*\*The Journal of Clinical Dentistry, Volume XXVIII 2017; No 1 Special Issue A, A1-A29.

## 4. Praktyczne rozwiązania i gwarancja satysfakcji

**Unikalne zaawansowane akcesoria\*** np. szklanka ładująca, czyścik do języka który ma 240 mikrowłosek dzięki czemu skutecznie usuwa resztki pokarmu oraz bakterie odpowiadające za nieświeży oddech .

**Program „Satysfakcja 30 dni albo zwrot pieniędzy”** – ponad 99,9 % zadowolonych użytkowników\*\*



**Skorzystaj z satysfakcji  
gwarantowanej 30 dni**

**30** dni  
Satysfakcja albo  
zwrot pieniędzy


\*dotyczy wybranych modeli Philips Sonicare z tą funkcją

\*\* dane wewnętrzne Philips Polska za rok 2018



ProtectiveClean czyli szczoteczka  
soniczna dla każdego, która dba o  
nasze zęby i dziąsła

[https://www.youtube.com/watch?v=A620\\_7YQnoc&index=20&list=PLOQjFrrhWh0GdmlgNSmPSRgYJohz0gBv-](https://www.youtube.com/watch?v=A620_7YQnoc&index=20&list=PLOQjFrrhWh0GdmlgNSmPSRgYJohz0gBv-)



# ProtectiveClean – szczoteczka soniczna z czujnikiem nacisku i innowacyjną technologią BrushSync



# Czym jest innowacyjna technologia BrushSync? to unikalna technologia oparta o mikrochip\*



BrushSync™

Automatyczny dobór programu  
i jego intensywności do rodzaju główki

DiamondClean Smart,  
ProtectiveClean 6100

Oblicza indywidualne zużycie włosia i  
przypomina o konieczności wymiany  
główki na nową

DiamondClean Smart, ProtectiveClean  
6100, 5100, 4500, 4300



Smart Mode  
Pairing

















Smart replacement  
reminder




\*dotyczy wybranych modeli Philips Sonicare z tą funkcją

# Główki z technologią BrushSync poznasz po symbolu:



|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|  <p><b>Usuwanie płytki nazębnej</b></p>  |  <p><b>Zdrowe dziąsła</b></p>  |  <p><b>Usuwanie przebarwień</b></p>  |  <p><b>Specjalistyczne</b></p>  |
| <p><b>Premium Plaque Defence</b><br/>Usuwa do <b>10x</b> więcej płytki nazębnej*</p>  <p>HX9042/17 - 2 szt. białe<br/>HX9044/17 - 4 szt. białe<br/>HX9042/33 - 2 szt. czarne<br/>HX9044/33 - 4 szt. czarne</p> | <p><b>Premium Gum Care</b><br/><b>7x</b> zdrowsze dziąsła w <b>2 tygodnie</b>*</p>  <p>HX9052/17 - 2 szt. białe<br/>HX9054/17 - 4 szt. białe<br/>HX9052/33 - 2 szt. czarne<br/>HX9054/33 - 4 szt. czarne</p> | <p><b>Premium White</b><br/>Bielsze zęby nawet w <b>3 dni</b>*</p>  <p>HX9062/17 - 2 szt. białe<br/>HX9064/17 - 4 szt. białe<br/>HX9062/33 - 2 szt. czarne<br/>HX9064/33 - 4 szt. czarne</p> | <p><b>TongueCare+</b><br/>Świeży oddech*</p>  <p>HX8072/01 - 2 szt. białe<br/>HX8072/11 - 2 szt. czarne</p>   |
| <p><b>Optimal Plaque Defence</b><br/>Usuwa do <b>7x</b> więcej płytki nazębnej*</p>  <p>HX9024/10 - 4 szt. białe<br/>HX9022/10 - 2 szt. białe</p>  | <p><b>Optimal Gum Care</b><br/>Zdrowsze dziąsła w <b>2 tygodnie</b>*</p>  <p>HX9034/10 - 4 szt. białe<br/>HX9032/10 - 2 szt. białe</p>   | <p><b>Optimal White</b><br/>Mniej przebarwień w <b>7 dni</b>*</p>  <p>HX6062/10 - 2 szt. białe<br/>HX6064/10 - 4 szt. białe<br/>HX6064/11 - 4 szt. czarne</p>                                | <p><b>Sensitive</b><br/>Dla wrażliwych zębów i dziąseł</p>  <p>HX6052/07 - 2 szt. białe<br/>HX6054/07 - 4 szt. białe</p>  |
| <p><b>ProResults Standard</b><br/>Usuwa do <b>2x</b> więcej płytki nazębnej*</p>  <p>HX6012/07 - 2 szt. białe</p>  | <p><b>Główki Philips Sonicare pasują do wszystkich rączek Philips Sonicare.</b></p> <p>Pamiętaj, aby uzyskać opisane powyżej efekty, z rączką Philips Sonicare używaj jedynie oryginalnych główek Philips Sonicare.</p>   |   | <p><b>For Kids</b><br/><b>75%</b> skuteczniejsze*<br/>czyszczenie dziecięcych zębów</p>  <p>HX6032/33 (wiek 3+) 2 szt. białe<br/>HX6042/33 (wiek 7+) 2 szt. białe</p> |





# Philips Sonicare ProtectiveClean 6100

Bielsze zęby nawet w 7 dni\*

Zdrowsze dziąsła w 2 tygodnie\*\*

## Technologie czyszczenia zębów:

- 3 programy czyszczenia: Clean, White, Gum Care
- Regulacja intensywności programu

## Dodatkowe funkcje:

- Czujnik nacisku
- 1 funkcja BrushSync indywidualne przypomnienie o wymianie główki
- 2 funkcja BrushSync automatyczny dobór programu do rodzaju główki

## Aksesoria:

- Etui podróżne
- Dodatkowa główka szczoteczki W2 Optimal White
- Ładowarka

\*W programie White w porównaniu do szczoteczki manualnej, z pastą wybielającą wiodącej marki

\*\* działanie w programie Gum Care, w porównaniu do szczoteczki manualnej.



HX6871/47



HX6870/47



HX6876/29



HX6877/29

# Philips Sonicare ProtectiveClean 5100

Bielsze zęby nawet w 7 dni\*

Zdrowsze dziąsła w 2 tygodnie\*\*

## Technologie czyszczenia zębów:

- 3 programy czyszczenia: Clean, White, Gum care

## Dodatkowe funkcje:

- Czujnik nacisku
- 1 funkcja BrushSync- indywidualne przypomnienie o wymianie główki

## Aksesoria:

- Etui podróżne
- Dodatkowa główka szczoteczki W2 Optimal White
- Ładowarka



HX6851/29



HX6850/47



HX6856/17



HX6859/29

\*W programie White w porównaniu do szczoteczki manualnej, z pastą wybielającą wiodącej marki

\*\* działanie w programie Gum Care, w porównaniu do szczoteczki manualnej.

# Philips Sonicare ProtectiveClean 4500

## Bielsze zęby nawet w 7 dni\*

### Technologie czyszczenia zębów:

- 2 programy czyszczenia: Clean, White

### Dodatkowe funkcje:

- Czujnik nacisku
- 1 funkcja BrushSync- indywidualne przypomnienie o wymianie główki

### Aksesoria:

- główka szczoteczki W2 Optimal White
- ładowarka



HX6836/24



HX6830/44



HX6830/35

\*W programie White w porównaniu do szczoteczki manualnej, z pastą wybielającą wiodącej marki

# Sonicare ProtectiveClean 4300

Usuwa do 7 x więcej płytki nazębnej\*

## Technologie czyszczenia zębów:

- 1 program czyszczenia
- 2 poziomy intensywności programu

## Dodatkowe funkcje:

- Czujnik nacisku dla tych co szczotkują zęby zbyt mocno
- 1 funkcja BrushSync- indywidualne przypomnienie o wymianie główki

## Akcesoria:

- Ładowarka
- 1 główka Optimal Plaque Defence



*\*w porównaniu do szczoteczki manualnej*


Dbasz o jamę ustną i nadal masz  
problem z płytką nazębną?

Możesz się dalej męczyć albo pozwolić  
się wyreńczyć...

Miesiąc szczotkowania w 2 minuty



[https://www.youtube.com/watch?v=JUiDYlox\\_8o](https://www.youtube.com/watch?v=JUiDYlox_8o)




<https://www.youtube.com/watch?v=vSG7G5PvWeU>















Sprawdź na [www.najlepszaszczoteczka.pl](http://www.najlepszaszczoteczka.pl)  
która szczoteczka będzie najlepsza dla Ciebie 😊

Wybierz spośród dostępnych szczoteczek

Ilość wyników: 29



|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <br>HX6876/29   | <br>HX6871/47   | <br>HX6859/29   | <br>HX6856/17   |
| <br>HX6851/29   | <br>HX6850/47   | <br>HX6836/24   | <br>HX6830/44   |
| <br>HX6807/04 | <br>HX6311/07 | <br>HX6322/04 | <br>HX6830/35 |

1 Tradycyjnej

2 Elektrycznej

3 Sonicznej

4 Dla kogo wybierasz szczoteczkę?

Dziecko

Dorośli

5 Ile maksymalnie chcesz zainwestować w szczoteczkę?

800 zł

6 Co jest dla Ciebie najważniejsze w higienie jamy ustnej?

Usuwanie płytki nazębnej

Zdrowe dziąsła

Wybielanie

<https://www.youtube.com/watch?v=Qjsu4-aIPYE>



Dziękuję za uwagę 😊