



POPRAW STAN ZDROWIA DZIAŚEŁ, ABY TWOJE IMPLANTY STOMATOLOGICZNE UTRZYMAŁY SIĘ JAK NAJDŁUŻEJ



ORAL-B® MOŻE CI POMÓC

Wykorzystaj możliwość rozpoczęcia leczenia implantologicznego do podjęcia zmian w Twoich nawykach higienicznych, jeszcze przed zabiegiem.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ SZCZOTECZKĘ ELEKTRYCZNĄ ORAL-B?

Szczoteczki elektryczne Oral-B poprawiają nawyki związane ze szczotkowaniem zębów, wspomagają utrzymanie implantów oraz poprawiają stan zdrowia dziąseł.

Wyjątkowa oscylacyjno-rotacyjno-pulsacyjna technologia Oral-B pomaga:

1. SZCZOTKOWAĆ BEZ WYSIŁKU


Czyszczenie wszystkich zębów jeden po drugim

2. UZYSKAĆ LEPSZE CZYSZCZENIE

Lepsze usuwanie płytki bakteryjnej w porównaniu ze szczoteczkami manualnymi¹

3. SPERSONALIZOWAĆ CZYSZCZENIE

Zróżnicowane właściwości różnych modeli szczoteczek, różne tryby szczotkowania oraz wymienne końcówki szczoteczek



APLIKACJA ORAL-B

Stosowanie aplikacji Oral-B zwiększa motywację do dbania o jamę ustną

Bibliografia: 1. Ccahuana Vasquez, RA, et al., Int J Dent Hygiene 2018;1-8

REKOMENDOWANE SZCZOTECZKI ORAL-B

ORAL-B GENIUS X

- Wyjątkowe działanie czyszczące ORP
- 2 minutowy PRO timer, wizualny czujnik siły nacisku, technologia sztucznej inteligencji, połączenie z aplikacją Oral-B, Smart Ring, bateria litowo-jonowa
- 6 trybów szczotkowania, w tym tryb pielęgnacji dziąseł, tryb delikatnego czyszczenia, tryb wybielania i tryb czyszczenia języka
- Wymienna końcówka Sensi UltraThin
- Etui podróżne



ORAL-B SMART 4

- Wyjątkowe działanie czyszczące ORP
- 2 minutowy PRO timer, wizualny czujnik siły nacisku, bateria litowo-jonowa, Bluetooth i połączenie z aplikacją Oral-B,
- 3 tryby szczotkowania: tryb czyszczenia codziennego, tryb delikatnego czyszczenia i tryb wybielania
- 2 wymienne końcówki: Sensi UltraThin i Cross Action



ORAL-B PRO 2

- Wyjątkowe działanie czyszczące ORP
- 2 minutowy PRO timer, wizualny czujnik siły nacisku
- 2 tryby szczotkowania: tryb czyszczenia codziennego i tryb delikatnego czyszczenia
- Wymienna końcówka Sensi UltraThin



ORP – ruchy oscylacyjno-rotacyjno-pulsacyjne

IRYGATORY ORAL-B

Nowa linia bezprzewodowych irygatorów Oral-B AquaCare umożliwia delikatne oczyszczanie przestrzeni międzyzębowych.



TECHNOLOGIA OXYJET

Mikrobąbelki wzbogacają wodę w tlen, co pozwala poprawiać stan zdrowia dziąseł



STRUMIENIE

Możliwość wyboru punktowego lub rotacyjnego strumienia wody zapewni delikatne czyszczenie przestrzeni międzyzębowych



TRYB NA ŻĄDANIE

Dla precyzyjnego czyszczenia określonych obszarów w jamie ustnej



POZIOMY INTENSYWNOŚCI

Dopasuj intensywność ciśnienia wody w trybie intensywnym, średnim lub delikatnym



ORAL-B AQUACARE 6 PRO EXPERT

- 3 poziomy ciśnienia: intensywny, średni, delikatny
- 2 rodzaje strumienia
- 2 wymienne końcówki
- Przenośna ładowarka



ORAL-B AQUACARE 4

- 2 poziomy ciśnienia: normalny, delikatny
- 2 rodzaje strumienia
- 1 wymienna końcówka
- Przenośna ładowarka

REKOMENDOWANE PRODUKTY ORAL-B



WYMIENNA KOŃCÓWKA ORAL-B SENSİ ULTRATHIN

- Łączy w sobie normalne włókna do czyszczenia powierzchni zębów oraz ultracienkie włókna zapewniające delikatne szczotkowanie
- Pomaga zapobiegać problemom z dziąstami

WYMIENNE KOŃCÓWKI ORAL-B ORTHO CARE ESSENTIALS

- Specjalne włókna do czyszczenia trudno dostępnych miejsc
- Zalecane dla pacjentów z implantami, mostami, koronami i aparatami ortodontycznymi



ORAL-B PROFESSIONAL GUM&ENAMEL PRO-REPAIR

- Pomaga zapobiegać problemom w jamie ustnej
- Pomaga odbudować szkliwo



ORAL-B PROFESSIONAL GUMLINE PRO-PURIFY

- Oczyszcza linię dziąseł redukując płytkę bakteryjną
- Delikatnie łagodzi i chłodzi

PŁYN DO PŁUKANIA JAMY USTNEJ ORAL-B PRO EXPERT STRONG TEETH

- 24-godzinna ochrona przed płytką bakteryjną*
- Delikatny, bez alkoholu
- Zawiera fluor
- Miętowy smak



NIĆ DENTYSTYCZNA ORAL-B SUPER FLOSS

- Nić 3 w 1
- Sztynna końcówka do czyszczenia obszarów pod aparatami i elementów protetycznych
- Miękka gąbka czyszcząca do czyszczenia wokół aparatów oraz szerokich przestrzeni



UTRZYMANIE IMPLANTU ZALEŻY OD CIEBIE

DBAJ O HIGIENĘ JAMY USTNEJ,
ABY POPRAWIĆ ZDROWIE DZIAŚEŁ
I UTRZYMAĆ DŁUGOTRWAŁY EFEKT
LECZENIA IMPLANTOLOGICZNEGO




FAKTY DOTYCZĄCE
IMPLANTÓW



NAJWIĘKSZE CZYNNIKI
RYZYKA ODRZUCENIA
IMPLANTU TO:

- Odkładanie się **płytki bakteryjnej**
- **Palenie**
- Nawracające **choroby dziąseł**

Wszczepienie implantu to inwestycja, zarówno jeśli chodzi o czas, jak i pieniądze. Dbanie o higienę jamy ustnej może pomóc zapewnić sukces leczenia implantologicznego.



JUŻ DZIŚ PODEJMIJ DZIAŁANIA,
KTÓRE POMOGĄ CI UTRZYMAĆ IMPLANT
JAK NAJDŁUŻEJ

ZADBAJ O SWOJĄ INWESTYCJĘ
W ZDROWIE JAMY USTNEJ

Już dzisiaj zadбай o poprawę higieny jamy ustnej, aby Twoje dziąsła były zdrowsze, a przyszła implantacja zakończyła się sukcesem.



ETAPY LECZENIA
IMPLANTOLOGICZNEGO

FAZA 1

EKSTRAKCJA ZĘBA



WSZCZEPIENIE
IMPLANTU



Czas pomiędzy ekstrakcją zęba, a wprowadzeniem implantu jest ustalany indywidualnie dla każdego pacjenta. Wykorzystaj ten czas, aby **poprawić swój sposób szczotkowania zębów**, postępując zgodnie z zaleceniami Twojego lekarza dentysty lub higienistki.

FAZA 2

Proces gojenia obejmuje dwie fazy:

1. **Gojenie się rany może potrwać do 3 tygodni.** W tym czasie zęby i dziąsła w okolicy miejsca po zabiegu należy myć za pomocą bardzo miękkiej szczoteczki. Należy unikać szczotkowania samego miejsca nacięcia, aż do czasu usunięcia szwów. **Należy nadal bardzo dokładnie szczotkować pozostałą część jamy ustnej.**

GOJENIE



2. Proces integracji implantu z kością może potrwać nawet do 9 miesięcy.

FAZA 3

Gdy wszystko się zagoi, na implancie zostanie zamocowany łącznik. Kolejno wykonane będzie odpowiednie uzupełnienie protetyczne (korona, most, proteza), które następnie zostanie osadzone na łączniku. Na tym zakończy się cały proces leczenia implantologicznego. Aby zapewnić jak najdłuższe utrzymanie Twojego implantu kluczowa jest **ciągła, odpowiednia higiena jamy ustnej.**

ŁĄCZNIK



OSADZONA KORONA



PO WSZCZEPIENIU IMPLANTU
STOMATOLOGICZNEGO, ISTOTNE JEST
UTRZYMANIE DOBREJ HIGIENY JAMY USTNEJ



Należy regularnie zgłaszać się na wizyty kontrolne do swojego lekarza dentysty, przynajmniej co 6 miesięcy.



Zęby należy czyścić zgodnie z zaleceniami lekarza dentysty lub higienistki, aby **usunąć szkodliwe bakterie z dziąseł i okolicy wokół implantu.**



Należy zwracać szczególną uwagę na wczesne objawy zapalenia tkanek wokół implantu, takie jak stan zapalny, krwawienie dziąseł i odkładanie się płytki bakteryjnej.

DWUETAPOWE OCZYSZCZANIE ZĘBÓW MAJĄCE NA CELU
POPRAWĘ STANU ZDROWIA TWOICH DZIASEŁ



KROK 1
SZCZOTKUJ ZĘBY DWA
RAZY DZIENNIE

wykorzystując sprawdzone produkty, które pomagają osiągnąć lepsze zdrowie dziąseł*



GENIUS™



Okrągła główka precyzyjnie otacza każdy ząb, zapewniając lepsze czyszczenie i zdrowsze dziąsła*



Czujnik siły nacisku pozwala ograniczyć agresywne szczotkowanie



Pro-Timer zachęca do szczotkowania przez zalecane 2 minuty



Technologia wykrywania położenia/Sztuczna inteligencja prowadzi Cię i uczy, aby z każdym dniem jeszcze lepiej szczotkować zęby



GUM PRO-PURIFY
DEEP CLEAN



Posiada wysoki poziom stabilizowanego fluorku cyny, dzięki czemu pozwala redukować płytkę bakteryjną.



* w porównaniu ze zwykłą szczoteczką manualną i zwykłą pastą do zębów



KROK 2
CZYŚĆ PRZESTRZENIE
WOKÓŁ ZĘBÓW

i implantów specjalistycznymi produktami



KOŃCÓWKA
INTERSPACE



Pomaga dogłębnie oczyścić przestrzeń wokół zębów



IRYGATOR
AQUACARE



Delikatne oczyszczanie przestrzeni międzyzębowych dla zdrowych dziąseł



SUPERFLOSS™



Nić dentystyczna ze sztywną końcówką dociera do przestrzeni międzyzębowych i skutecznie usuwa z nich płytkę bakteryjną

PRODUKTY ORAL-B TO PRODUKTY O KLINICZNIE
POTWIERDZONEJ SKUTECZNOŚCI, KTÓRE POMAGAJĄ
UTRZYMAĆ DZIAŚŁA ORAZ OKOLICE IMPLANTÓW
W DOBRYM STANIE